

Elaborado por: Dolores Añón
Revisado y aprobado por: Carmen Ramos
Fecha: Septiembre 2015

I. OBTENCION DE LA MUESTRA

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRA PARA PACIENTE CON EL KIT DE SANGRE OCULTA INMUNOLOGICA


Realice una limpieza de su inodoro vertiendo agua desde su cisterna.

Recogida de la muestra:

Colóquese en posición contraria a la que habitualmente hace sus heces (ver figura) para facilitar la recogida de las heces o en un recipiente tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril pero si limpio. No contendrá restos de jabones, detergentes o desinfectantes.



1. Desenroscar el tapón de la base del vial que contiene el tampón de extracción para poder utilizar el palillo dosificador unido a éste. (Ver dibujo)
2. Introducir el palillo al azar, seis veces en sitios diferentes de la muestra de heces. (ver dibujo)
3. Reintroducir el palillo en el vial, enroscar de nuevo con cuidado y agitar el vial para resuspender la muestra en el líquido presente.



4. Numere las muestras según el orden de recogida.
5. La muestra así tratada puede conservarse a 2-8°C en la nevera. Remita la muestra lo antes posible al laboratorio.

Notas:

No es necesario realizar ningún tipo de dieta especial antes de realizar la prueba.

No realizar la prueba durante la menstruación o si padece hemorroides sangrantes o sangre en orina.

Evitar contaminar las heces con orina.

Coloque si lo considera necesario papel en el interior del inodoro para retener las heces durante un tiempo suficiente para tomar la muestra tranquilamente